

QUAD®

AESTHETIC DEVICES

QUAD ULTRA

Výkonná platforma synchronizující klinicky ověřené technologie ke zlepšení výsledků pro vyrýsované a více konturované tělo, budování svalů a spalování tuků rychlostí, které nelze dosáhnout samotným cvičením.

www.madisson.cz

Navrženo QUAD ve Spojeném království



PŘEDSTAVUJEME

QUAD ULTRA

QUAD Ultra je průlomový systém 2 v 1, který přináší vysoce intenzivní soustředěnou elektromagnetickou technologii s integrovanou radiofrekvencí, stimulující až 20 000 silných svalových kontrakcí a zrychlenou redukci tuku, což vede ke zvýšenému svalovému růstu a definici pro tvarování a tónování. tělo.



Proč QUAD ULTRA?

System 2 v 1

QUAD Ultra má výhodu dvou klinicky ověřených technologií v jednom neuvěřitelném zařízení. Využitím vysoce intenzivní zaměřené elektromagnetické technologie s vestavěnou radiofrekvencí dokáže odstranit tvrdohlavý tuk a současně zvýšit svalovou hmotu ve větší míře.

Vylepšené výsledky

Díky standardním zařízením redukujícím 19 % tuku a budování o 16 % více svalů má duální technologie QUAD Ultra s unikátní směsí synchronizovaného RF větší výkon pro spalování tukových zásob. Dokáže odstranit neuvěřitelných 30 % tuku v cílové oblasti a zároveň zvýšit svalovou hmotu o 25 %.

20 000 svalových kontrakcí

Každý aplikátor vysílá silné pulzy, které způsobují mimovolní svalové kontrakce. Jedno 30minutové ošetření je podobné jako provedení 20 000 manuálních kliků nebo dřepů. Pro dosažení optimálních výsledků lze toto ošetření provádět týdně nebo každých 5-10 dní.

Síla QUAD

QUAD Ultra je plně vybaven čtyřmi multifunkčními aplikátory pro efektivní zacílení na širokou škálu svalových skupin. Dva velké aplikátory mohou pokrýt větší svalové skupiny, zatímco dva zakřivené aplikátory mohou ošetřovat menší svalové skupiny. Každý z těchto aplikátorů může pracovat současně pro dosažení lepších výsledků.

Žádné vedlejší účinky

Vzhledem k široké distribuci kyseliny mléčné v průběhu procedury nebudou mít pacienti v následujících dnech svalové nepohodlí. Nehrozí také žádné nebezpečí šoků, popálenin, modřin, podráždění nebo bolesti, protože tato léčba neinterferuje s receptory bolesti v těle.

15palcový dotykový LED displej

S moderní, rozměrnou 15" LED dotykovou obrazovkou, která má přednastavené specifikace, můžete těžit z uživatelsky přívětivějšího rozhraní. Snadno ovladatelná obrazovka otočná o 180 stupňů zvyšuje svobodu práce a viditelnost obrazovky.



JAK TO FUNGUJE

Nezávislý operátor

Díky rozsáhlým aplikacím pro snadné pokrytí požadovaných oblastí a páسů pro jejich zajištění na místě je QUAD Ultra vynikajícím řešením, které nevyžaduje žádnou intenzivní práci, umožňuje lékaři sledovat ošetření z blízké vzdálenosti, nezpůsobuje žádnou námahu ani napětí a zvyšuje jejich účinnost a produktivitu.

Navrženo ve Velké Británii

QUAD Ultra byl pečlivě navržen námi ve Velké Británii, bez kompromisů ve specifikacích. Technické možnosti a uhlazený moderní design jdou ruku v ruce, aby zajistily, že budete moci těžit ze zařízení, které převyšuje ostatní.

QUAD Ultra vysílá vysoce intenzivní elektromagnetickou technologii, která proniká kůží a způsobuje mimovolní svalové kontrakce, známé také jako supramaximální svalové kontrakce, v cílové oblasti. Tyto nedobrovolné kontrakce jsou mnohem intenzivnější, než čeho lze dosáhnout dobrovolným cvičením. Svaly na tyto podněty reagují rozsáhlými strukturálními úpravami, včetně růstu myofibril (hypertrofie svalů) a produkce nové proteinové řetězce a svalová vlákna (svalová hyperplazie), které všechny přispívají ke zvýšení hustoty a objemu svalů.

Značná výhoda QUAD Ultra spočívá v tom, že zároveň vysílá radiofrekvenční technologii, která zahřívá tuk a svaly. Zahřívání tukových buněk v kombinaci s elektromagnetickou stimulací způsobí jejich rozpad o vynikajících 30 %. Zahřátí svaly je podobné zahřátí před cvičením, což vede k většímu svalovému růstu, když jsou vyzařovány elektromagnetické vlny.

Výzkum ukázal, že vysoce intenzivní elektromagnetická technologie může vést k výraznému zlepšení svalové síly a hmoty, stejně jako ke zlepšení kontur těla a vzhledu. Rychlé a intenzivní svalové kontrakce mohou zvýšit metabolickou aktivitu v ošetřované oblasti, což vede ke zvýšenému spalování tuků a redukci tukové tkáně. Klinické studie také prokázaly bezpečnost a účinnost těchto ošetření pro tonizaci a posílení svalů v oblasti břicha, hýždí a stehen. Pacienti budou schopni dosáhnout požadovaných výsledků po jednom cyklu ošetření s QUAD Ultra.



SÍLA QUAD

Kombinací rádiové frekvence s vysoce intenzivní zaostřenou elektromagnetickou technologií je QUAD Ultra plně vybaven čtyřmi aplikátory, které dodávají tuto energii a zaměřují se na více oblastí současně s lehkostí pro dosažení lepších výsledků. Každý aplikátor je integrován s kruhovými magnetickými cívkami, které vytvářejí magnetické pole hluboko ve svalové tkáni vysíláním pulzů, které způsobují nedobrovolné svalové kontrakce.



Dva ploché aplikátory mohou cílit na větší svalové skupiny, jako je břicho, hýždě a stehna.



Dva zakřivené aplikátory poskytují soustředěnou energii k cílení na malé svalové skupiny, jako jsou biceps, triceps a lýtka.

QUAD Ultra je vysoce účinný při ošetření následujících oblastí:

Biceps

Triceps

Břicho

Hýždě

Stehna

Lýtka

TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ systému	Vysoce intenzivní zaostřená elektromagnetická technologie
Intenzita magnetického pole	7 T
Napájení	2500 watts
Doba pulsu	300 ms
RF frekvence	6Mhz
Pulzní frekvence	1-150Hz

Zdroj napájení	220-240V 50/60Hz
Velikost/Typ obrazovky	15palcová LED obrazovka
Rozměry	130cm x 37.5cm x 41cm
Hmotnost	57 kg
Záruka	12 měsíců
Klasifikace	UKCA CE ISO 13485:2016 TUV SUD